

BATA QUIRÚRGICA DESECHABLE ESTÉRIL

Bata quirúrgica de material SMS, con alta protección contra líquidos y bacterias, resistente y transpirable. Posee mangas largas con puños de algodón y cierre posterior con amarre. Incluye dos toallas absorbentes de 30 x 30 cm para secado de manos, dobladas y adheridas al interior para uso estéril.

DESCRIPCIÓN

- Confeccionada en tela no tejida SMS de grado médico, 40g/m².
- Impermeable y resistente a fluidos.
- Cobertura total del tórax y la espalda.
- Dimensiones: 120 x 140 cm (desde la base del cuello al borde inferior).
- Mangas largas con puños tubulares elásticos de tela blanca.
- Ajuste posterior mediante tiras resistentes.
- Presentación en envase resistente con sello de seguridad inviolable

PRESENTACIÓN

- Empaque: 50 unidades por caja.
- Apirógeno (no genera fiebre).
- Esterilizado por óxido de etileno (EtO).
- Atóxico (no tóxico).
- Vida útil: 36 meses (3 años).
- Tallas: S-M-L-XL

ALMACENAMIENTO

- Almacenar en lugar limpio, seco y ventilado.
- Proteger de la luz solar directa, humedad y calor.
- Conservar en su empaque original.
- No apilar en exceso.
- Mantener alejada de productos químicos.
- Verificar sello y fecha de vencimiento antes de usar.

Fabricado en Chile por Silpak S.A.
Producto libre de látex.

ISO 13485:2016, CE

