

CÁNULA DE SUCCIÓN YANKAUER

Dispositivo médico utilizado para la aspiración de fluidos orales, secreciones o sangre durante procedimientos quirúrgicos o de emergencia.

Comúnmente empleado en combinación con un sistema de succión.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



- MATERIAL: PVC (cloruro de polivinilo) de grado médico.
- PUNTA: Punta atraumática con orificios laterales para succión eficaz.
- LONGITUD: Aproximadamente entre 27 a 28 cm.
- VIDA ÚTIL: 5 años
- ESTERILIZACIÓN: Producto estéril, esterilizado por óxido de etileno.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantener en lugar fresco y seco.
Evitar la exposición directa al sol o fuentes de calor.
No usar si el empaque está dañado.

Fabricado en Chile por Silpak S.A.
Producto libre de látex.

ISO 13485:2016, CE, ISO 9001.



✉ fbarrera@silpak.cl

☎ +56 9 3227 7631

🏠 www.silpakmed.cl

📍 Parinacota 381, Módulo 11, Quilicura, Santiago de Chile.