

## CONTROL EXTERNO DE ESTERILIZACIÓN ETO

La cinta de control de esterilización por óxido de etileno (ETO) es un indicador químico adhesivo que cambia de color al exponerse al agente esterilizante. Se usa para sellar paquetes en hospitales y laboratorios, proporcionando una verificación visual rápida del proceso. Sin embargo, no garantiza la esterilización completa, por lo que debe complementarse con indicadores biológicos.



**SILPAK S.A.**  
División Médica

Cinta indicadora de EO

Tamaño de ítem: 19mmx50m  
No. de lote: 20240912  
Fecha de fabricación: 20240912  
Fecha de vencimiento: 20270911

El producto fabricado según la norma  
ISO 11140-1

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Rollos de control químico externo adhesivo.  
MEDIDA: 19 mm x 50 m / Espesor 0.17 mm.  
PRESENTACIÓN: Bolsa con 1 unidad  
COLOR VIRAJE: Amarillo a gris oscuro/negro.  
VIDA ÚTIL: 3 años

### RECOMENDACIÓN DE USO

Indicador químico externo diseñado para su uso en el proceso de esterilización. Se recomienda usar aproximadamente 5 cm de cinta para sellar el paquete. Su color cambia al ser procesado, confirmando la exposición al agente esterilizante. No adherir sobre superficies metálicas, como contenedores de esterilización.

Marca: Silpak  
Producto libre de látex.

**ISO 13485:2016, CE**

✉ fbarrera@silpak.cl

☎ +56 9 3227 7631

🏠 [www.silpakmed.cl](http://www.silpakmed.cl)

📍 Parinacota 381, Módulo 11, Quilicura, Santiago de Chile.