

GUANTES DE NITRILO DESECHABLE

Los guantes de examen de nitrilo desechables son Equipos de Protección Personal (EPP) diseñados para proteger las manos de los trabajadores frente a contaminantes biológicos, sustancias químicas de baja peligrosidad y riesgos asociados al contacto directo con materiales potencialmente infecciosos o irritantes.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Material: 100% nitrilo, sin latex de caucho natural
- Color: Azul y negro
- Tallas: XS-S-M-L
- Presentación: caja 100 unidades
- País de fabricación: China
- Diseño: Ambidiestro, puño rebordado y acabado externo liso; superficie de micro textura para un agarre más fácil.

INFORMACIÓN TÉCNICA

- Compatibilidad: fluidos biológicos; sustancias químicas como grasas, ácidos, álcalis, formaldehído, cloro y citotóxicos.
- Resistencia mecánica: hasta 3 veces mayor a la del caucho natural frente a perforaciones.
- Almacenamiento: lugar seco, entre 10°C–30 °C; evitar exposición a luz UV y agentes oxidantes.
- Advertencia: los iones de cobre producen decoloración.
- Uso: desechable, un solo uso.
- Vida útil: 5 años desde fabricación.

Marca: Silpak
Producto libre de látex.
ISO 13485:2016



✉ fbarrera@silpak.cl

☎ +56 9 3227 7631

🏠 www.silpakmed.cl

📍 Parinacota 381, Módulo 11, Quilicura, Santiago de Chile.