

MASCARILLA DE GRADO MEDICO 3 PLIEGUES

Elemento de protección personal que cubre boca y nariz, filtra los principales gérmenes del ambiente y ayuda a prevenir el contagio de virus y bacterias. Útil en cuidados clínicos, hospitalarios y protección frente a salpicaduras de fluidos de alto riesgo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Tamaño: 9,5 cm x 17,5 cm
- Espesor: $0,2 \pm 0,01$ mm
- Peso: $2 \pm 0,2$ gr por unidad
- Vida útil: 5 años desde la fecha de fabricación
- Condiciones de almacenamiento: Lugar fresco y seco (Temperatura entre 5°C y 30°C)

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Producto descartable para un solo uso. No reutilizar.
- Mascarilla de tres capas:
 - 1ª capa: Polipropileno SPP 22 gr
 - 2ª capa: Filtro Meltblown 24 gr (filtrado bacteriano 99%)
 - 3ª capa: Polipropileno SPP 24 gr
- Adaptador nasal moldeable y ligero
- Sujetadores elásticos retroauriculares (detrás de las orejas)
- Modelo confortable
- Hipoalergénico
- Suave, resistente y adaptable
- Respirable
- No impermeable

INFORMACIÓN EMPAQUE

- Caja: 50 unidades
- Cartón master: 40 cajas

Marca: Silpak
Producto libre de látex.

ISO 13485:2016



✉ fbarrera@silpak.cl

☎ +56 9 3227 7631

🏠 www.silpakmed.cl

📍 Parinacota 381, Módulo 11, Quilicura, Santiago de Chile.