

PAÑO CAMPO LISO ESTÉRIL

Es un paño quirúrgico utilizado en procedimientos médicos para crear una zona estéril alrededor del área de intervención. Está hecho de un material no tejido llamado SMS (Spunbond-Meltblown-Spunbond), que es altamente resistente y ofrece una excelente barrera contra líquidos y microorganismos. Este campo viene sellado y esterilizado de fábrica para garantizar su pureza hasta el momento de su uso, lo que previene la contaminación en ambientes quirúrgicos.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- PRESENTACIÓN: unidad
- ESTÉRIL: si
- DESCARTABLE: Si
- VIDA ÚTIL: 5 años a partir de la fecha de fabricación
- ALMACENAMIENTO: A temperatura ambiente.
- Mantener lejos de la luz solar y separar de techos y paredes.

MEDIDAS

- 40 x 40 cm
- 40 x 50 cm
- 50 x 50 cm
- 80 x 80 cm
- 90 x 90 cm
- 100 x 160 cm
- y medidas personalizadas

Fabricado en Chile por Silpak S.A.
Producto libre de látex.

ISO 13485:2016, CE, ISO 9001.

✉ fbarrera@silpak.cl

☎ +56 9 3227 7631

🏠 www.silpakmed.cl

📍 Parinacota 381, Módulo 11, Quilicura, Santiago de Chile.