

# PAÑO CAMPO ESTÉRIL CON FENESTRACIÓN

Es un paño quirúrgico utilizado en procedimientos médicos que requiere cubrir el área alrededor del sitio de intervención mientras se mantiene estéril. El campo está perforado en el centro para permitir el acceso directo a la zona donde se realizará el procedimiento, asegurando que el resto del área quede protegida de contaminantes.



## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- PRESENTACIÓN: unidad
- ESTÉRIL: si
- DESCARTABLE: si
- VIDA UTIL: 5 años a partir de la fecha de fabricación
- PROCEDENCIA: Chile
- ALMACENAMIENTO: A temperatura ambiente.  
Mantener lejos de la luz solar y separar de techos y paredes.

## MEDIDAS

- MEDIDA DE PERFORACION STANDAR: 10 x 10 cm
- 40 x 40 cm
- 40 x 50 cm
- 50 x 50 cm
- 80 x 80 cm
- 90 x 90 cm
- 100 x 160 cm
- y medidas personalizadas

Fabricado en Chile por Silpak S.A.  
Producto libre de látex.

**ISO 13485:2016**

✉ [fbarrera@silpak.cl](mailto:fbarrera@silpak.cl)

☎ +56 9 3227 7631

🏠 [www.silpakmed.cl](http://www.silpakmed.cl)

📍 Parinacota 381, Módulo 11, Quilicura, Santiago de Chile.