

PAÑO OFTALMOLÓGICO 60 X 60 CM

El paño oftalmológico SMS es un cobertor estéril usado en cirugías oculares que expone solo el ojo a tratar, tiene una zona reforzada para la incisión y bolsas laterales que recolectan fluidos. Está hecho de material resistente e impermeable, ayuda a mantener la zona limpia y seca, previene infecciones y es de un solo uso.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- MATERIAL: Tela SMS
- VIDA ÚTIL: 5 años a partir de la fecha de fabricación
- LONGITUD: Aproximadamente entre 27 a 28 cm
- ALMACENAMIENTO: Lugar fresco y seco
- ESTERILIZACIÓN: Producto estéril, esterilizado por óxido de etileno y con indicador de viraje interno (viraje de rojo a celeste)
- USO: No utilizar si el paquete esta abierto o dañado
No debe ser reesterilizado o reutilizado

Fabricado en Chile por Silpak S.A.
Producto libre de látex.

ISO 13485:2016, CE, ISO 9001.



✉ fbarrera@silpak.cl

☎ +56 9 3227 7631

🏠 www.silpakmed.cl

📍 Parinacota 381, Módulo 11, Quilicura, Santiago de Chile.